



EDACI

EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Laboratorio de Calibración
LC 908

Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel. Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Página 1 de 4

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 97720 / 20

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Balanza Electrónica.

FABRICANTE: Radwag

MODELO: AS60/220/C/2

RANGO: (0 a 220)g

N° DE SERIE: 279434/10

IDENTIFICACIÓN CLIENTE: BAL 03

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED – B – 01

CALIBRACIÓN REALIZADA EN: EDACI S.R.L

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO: 29 de octubre de 2020

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 29 de octubre de 2020

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 04 de noviembre de 2020

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 4

CLIENTE: EDACI S. R. L.

DOMICILIO: Coronel Lynch 2684

LOCALIDAD: San Justo

País: Argentina

CARACTERÍSTICAS METROLOGICAS

Capacidad Máxima: 220g

Mínima División: 0,00001g / 0,0001g

Capacidad Mínima: 0,00001g



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 97720 / 20

CUALIDADES METROLÓGICAS

Basado en la reglamentación nacional vigente y en las recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal (O.I.M.L.), se controlaron las siguientes cualidades metroológicas del instrumento de pesar.

LINEALIDAD

Capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una indicación que tenga una relación lineal con una magnitud determinada distinta de una magnitud de influencia.

Vref g	Indicación g	Error g	Incertidumbre Expandida g
0,00999	0,01002	0,00004	0,0001
1,00000	0,99996	- 0,00005	0,0003
49,99991	50,00004	0,00013	0,0002
69,9999	70,0001	0,0002	0,0003
100,0000	100,0001	0,0001	0,0003
119,9999	120,0001	0,0001	0,0003
159,9999	159,9988	- 0,0011	0,0044
200,0002	199,9995	- 0,0007	0,0015

FIDELIDAD o REPETIBILIDAD

Serie 1

N° de pesada	Vref. g	Indicación g	Error g	Desviación estándar g
1	49,99991	50,00003	0,00012	0,00002
2	49,99991	50,00005	0,00014	0,00002
3	49,99991	50,00004	0,00013	0,00002
4	49,99991	50,00003	0,00012	0,00002
5	49,99991	50,00007	0,00016	0,00002
6	49,99991	50,00005	0,00014	0,00002
7	49,99991	50,00006	0,00015	0,00002
8	49,99991	50,00003	0,00012	0,00002
9	49,99991	50,00002	0,00011	0,00002
10	49,99991	50,00005	0,00014	0,00002

Serie 2

N° de pesada	Vref. g	Indicación g	Error g	Desviación estándar g
1	149,9999	149,9997	- 0,0002	0,0000
2	149,9999	149,9998	- 0,0001	0,0000
3	149,9999	149,9997	- 0,0002	0,0000
4	149,9999	149,9997	- 0,0002	0,0000
5	149,9999	149,9998	- 0,0001	0,0000
6	149,9999	149,9997	- 0,0002	0,0000
7	149,9999	149,9997	- 0,0002	0,0000
8	149,9999	149,9997	- 0,0002	0,0000
9	149,9999	149,9998	- 0,0001	0,0000
10	149,9999	149,9997	- 0,0002	0,0000



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 97720 / 20


MOVILIDAD O SENSIBILIDAD

Al depositar sobre el receptor de carga una masa igual a la mínima división (0,00001g / 0,0001g), el indicador acusó dicha sobrecarga. Se realizó para una indicación correspondiente a la capacidad mínima y a la capacidad máxima.

Vref. g	Indicación g	Sobrecarga g	Indicación g
1,00000	1,00007	0,00099	1,00107
100,0000	100,0002	0,0010	100,0012
200,0002	199,9999	0,0010	200,0009

EXCENTRICIDAD

Máxima diferencia de indicación que acusa el instrumento cuando la carga de prueba (79,9999g) se concentra en las zonas del receptor de carga de la balanza que se indican en el esquema adjunto, sin superposición exagerada ni desbordes.



Posición	Vref. g	Instrumento g	Error g
1	79,9999	80,0003	0,0004
2	79,9999	80,0012	0,0013
3	79,9999	80,0007	0,0008
4	79,9999	79,9994	- 0,0005
5	79,9999	80,0002	0,0003

El valor Indicación del instrumento es el resultante del promedio de cinco lecturas para cada punto, registrados en la planilla de uso interno 7.2/2.

Se obtiene como la suma cuadrática del valor de fidelidad, la incertidumbre asociada a la resolución de la balanza y de la incertidumbre asociada a las pesas patrón. Las mismas pertenecen a la clase E2.

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004.”



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 97720 / 20

OBSERVACIONES:

Inicial		Final	
Temperatura:	21,7 ± 1°C	Temperatura:	22,0 ± 1°C
Humedad:	54 ± 6%HR	Humedad:	55 ± 6%HR
Presión:	1013 mbar	Presión:	1013 mbar

Los patrones de masa que se utilizaron pertenecen a la clase E2 (de precisión relativa ±1,5E-5, es decir ±0,15g en 10Kg)

La masa convencional de las pesas utilizadas está referida a una densidad de 8,0g/cm³, en aire de densidad 1,2mg/cm³.

Para asegurar el periodo del estado de calibración de la balanza se recomienda mantenerla en buen estado de limpieza, evitando sobrecargas y choques sobre el platillo receptor.

PATRONES UTILIZADOS:

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.	CLASE	RANGO
TERMOHIGROMETRO	TH 18	LUFT	----	91472 EDACI ENERO 2020	24 MESES	----	----
JUEGO DE PESAS	JP 01	DOLZ	AA6157	OAA5755 SAHILICES SEPTIEMBRE 2020	30 MESES	----	(1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500)mg (1,2,2,5,10,20,20,50,100)g


Dto. Calibración
Martin Pierri

Jefe División Laboratorios
German Romano